

Orfit ® CLASSIC

MANEJO DE ALTO RENDIMIENTO



Arcadi Viñas, 17 Local 5
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
93-1724297 - comercial@disertecsa.com
www.disertecsa.com



Aplicaciones recomendadas

Potencial ilimitado para la fabricación de muyextremidades superiores e inferiores grandes a muy pequeñasortesis según el grosor que ustedescoger.

Versión "suave":Dedo meñique, pulgar, mano, muñeca, muñeca/pulgar,ortesis de codo y dedo del pie y collares cervicales.

Versión "rígida":Ortesis de brazo grande y largo, AFO yArriostamiento de fractura aplicado circunferencialmente.

Características

Transparente cuando está activado

Material sin recubrimiento

Excelente estiramiento (1000%) sin rasgar

Memoria elástica completa (100%)

Bordes fáciles de recortar

Disponible en versión de alta elasticidad ("suave") y versión de baja elasticidad ("rígida")

Superficie con propiedades antibacterianas

Cómo funciona y se ve

La transparencia indica cuando el material está listo para moldear. Permite la alineación adecuada y el control visual de los puntos de referencia anatómicos.

Adhesión temporal durante la fabricación de ortesis y unión permanente fiable mediante el uso de calor. La pegajosidad ayuda a que la ortesis permanezca en su lugar durante la fabricación. Todos los accesorios y estabilizadores se pueden aplicar con la máxima facilidad.

Moldeado muy preciso que se adapta a la anatomía del paciente, por ejemplo en los arcos de las manos y primer espacio web.

Completamente remodelable y fácil de ajustar después de recalentar localmente. Evita el desperdicio de material.

Comodidad extrema del paciente.

La versión "suave" tiene menos resistencia al estiramiento y más caída. La versión "rígida" tiene mayor resistencia al estiramiento y menos caída.

Previene la contaminación cruzada entre los materiales en un departamento de ferulización y mantiene las ortesis higiénicas por más tiempo. Las ortesis tienen un ciclo de vida más largo.





The personal fit



Orfit® CLASSIC

COLOUR	THICKNESSES mm (inches)	PERFORATIONS
Beige	1,6 mm (1/16")	Non Perforated
	2,0 mm (1/12")	Mini Perforated
	2,5 mm (3/32")	Maxi Perforated
	3,2 mm (1/8")	Micro Perforated
	4,2 mm (3/16")	Micro Plus Perforated

Orfit® CLASSIC SUAVE - MATERIAL DE LAMINA


Grosor (mm-pulgada)	Perforación tipos	45 cm x 60 cm 17 11/16" x 23 5/8"	60 cm x 90 cm 23 5/8" x 35 3/8"
1,6 mm - 1/16"	no perfo	8332.S01	
	micro perfo	8332.S02	
	no perfo	8333.S01	
	micro perfo	8333.S02	
2,0 mm - 1/12"	micro plus perfo	8333.S02+	
	maxi perfo	8333.S03	
	mini perfo	8333.S04	
	micro perfo	8338.S02	
2,5 mm - 3/32"	no perfo	8334.S01	8354.S01
	maxi perfo	8334.S03	8354.S03
	mini perfo	8334.S04	8354.S04
3,2 mm - 1/8"	no perfo		8355.S01
	mini perfo		8355.S04

Orfit® RÍGIDO CLÁSICO - MATERIAL DE LAMINA

3,2 mm - 1/8"	no perfo	8334.ST1	8354.ST1
	mini perfo	8334.ST4	8354.ST4
4,2 mm - 3/16"	no perfo		8355.ST1
	mini perfo		8355.ST4



The personal fit



Orfit® CLASSIC PRECORTADOS

COLOUR	THICKNESSES mm (inches)	PERFORATIONS
Beige	1,6 mm (1/16") 2,0 mm (1/12") 2,5 mm (3/32") 3,2 mm (1/8")	Non Perforated Mini Perforated Maxi Perforated Micro Perforated

Orfit® PRECORTADOS CLÁSICOS

Modelo	Perforación	Tamaño	Color	Grueso	Artículo
Orfit® Classic	Microperforado	pequeña	Beige	2,0 mm - 1/12"	35830
Orfit® Classic	Microperforado	medio	Beige	2,0 mm - 1/12"	35831
Orfit® Classic	Microperforado	largo	Beige	2,0 mm - 1/12"	35832





The
personal fit

ORTESIS DORSAL COCK-UP

Orfit® Classic	3,2 mm - 1/8 "non perfo, rígido	extra pequeño	35818
		pequeña	35820
		medio	35821
		largo	35822

ORTESIS ANTIESPÁSTICA + PIEZA PARA EL PULGAR

Orfit® Classic	3,2 mm - 1/8 "non perfo, rígido	pequeña	35870
		medio	35871
		largo	35872

ORTESIS DE MANO INTRÍNSECA ANTIESPÁSTICA

Orfit® Classic	3,2 mm - 1/8 "mini perfo, rígido	pequeña	35910
		medio	35911
		largo	35912

ORTESIS DE REPOSO PARA LA ARTRITIS REUMATOIDE

Orfit® Classic	3,2 mm - 1/8" miniperforado, blando	pequeña	35840
		medio	35841
		largo	35842

ORTESIS DE DERIVACIÓN DE CUBO

Orfit® Classic	3,2 mm - 1/8 "non perfo, rígido	izquierda	35817KL
		derecho	35817KR

ORTESIS INTRÍNSECA DE MANO EN REPOSO

Orfit® Classic	3,2 mm - 1/8" no perforado, blando	pequeña	35850
		medio	35851
		largo	35852



Disertecsa, S.L.
Arcadi Viñas, 17 Local 5
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
93-1724297 - comercial@disertecsa.com
www.disertecsa.com